

1543565 - TL 70 lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



Déscription

Une lampe de thérapie par la lumière du jour améliore le bien-être en hiver.

- Avec minuterie LED pour l'affichage de la durée du traitement
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance 10 cm)
- Durée du traitement sur 5 niveaux (15-120 min)
- La technologie LED est économe en énergie
- Minuterie avec arrêt automatique
- Mémoire de gradateur avec 10 niveaux de luminosité

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 36.6 cm, H 33.5 cm, L 20.3 cm
SKU leverancier	60825
Puissance	36 W
Distance	10 cm
Intensité lumineuse	10000 lux
sku	1543565
Type d'emballage	Pièce