

1621957 - Moves - Mini Massage Gun - 1 pc



Déscription

La **Moves Mini Massage Gun** est un masseur compact, léger et silencieux, sans fil, qui peut être utilisé partout. Avec **4 niveaux de vitesse** et **5 embouts interchangeables**, il soulage les douleurs musculaires, réduit les raideurs et favorise la circulation sanguine pour une détente optimale.

Embouts inclus :

1. **Tête sphérique** – pour les grands groupes musculaires (bras, taille, hanches, cuisses, mollets)
2. **Tête balle** – pour les tissus profonds (points d'acupuncture, tendons, articulations, paumes, plantes des pieds)
3. **Tête en U** – pour les deux côtés de la colonne vertébrale et le tendon d'Achille
4. **Tête en spatule** – pour la relaxation et le modelage des muscles
5. **Tête fleur de prunier** – pour les couches musculaires profondes des jambes, des fessiers et des grandes zones musculaires

Spécifications

Marque	MVS
Dimensions du produit	L 9.8 cm, H 4.6 cm, L 14.6 cm
sku	1621957
Nombre de têtes de massage	5
Puissance	31.2 W
Alimentation	Alimentation secteur
Type d'emballage	Pièce