

1543957 - Renol protecteur de main - rigide - fermé - 1 paire



Déscription

Confectionnée en coton, la surface de ce gant, côté paume de la main, reste rigide grâce à une matière plastique. Le côté extérieur est recouvert d'un coton doux aéré. Le patient ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle. Il se trouve dans l'incapacité d'arracher sondes ou pansements. Ce gant est particulièrement indiqué pour les patients agités ou enclins à l'automutilation. L'absence de séparation entre les doigts (conception en forme de moufle) laisse toutefois au malade la liberté de mouvoir aisément ceux-ci. Si le patient persiste à vouloir arracher ses gants, en l'occurrence à l'aide de sa bouche, deux anneaux sont prévus pour y insérer une serrure.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCP01238
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543957
	2026-01-06T01:00:00+01:00
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Paire