

## 1543957 - Renol protecteur de main - rigide - fermé - 1 paire



### Déscription

Confectionnée en coton, la surface de ce gant, côté paume de la main, reste rigide grâce à une matière plastique. Le côté extérieur est recouvert d'un coton doux aéré. Le patient ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle. Il se trouve dans l'incapacité d'arracher sondes ou pansements. Ce gant est particulièrement indiqué pour les patients agités ou enclins à l'automutilation. L'absence de séparation entre les doigts (conception en forme de moufle) laisse toutefois au malade la liberté de mouvoir aisément ceux-ci. Si le patient persiste à vouloir arracher ses gants, en l'occurrence à l'aide de sa bouche, deux anneaux sont prévus pour y insérer une serrure.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCP01238
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543957
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Paire