

## 1603865 - Proximate® linear cutter thick - 75 mm - vert - 3 pcs



### Déscription

- Hors rangs: 4, 76 agrafes
- Forme B
- Épaisseur du tissu: épaisse
- Longueur de la ligne de coupe: 73 mm
- Longueur de la ligne d'agrafes: 77 mm

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>sku</b>	1603865
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte