

## 1106624 - HEINE dermatoscope + handvat mini 3000 - 2,5v - halogène - 1 pc



### Déscription

Dermatoscope de poche moderne avec lampe halogène. Avec XHL qui donne une reproduction authentique des couleurs et un éclairage uniformément réparti grâce à une lumière halogène xénon brillante concentrée. Possède une fonction de fondu qui signifie que la luminosité diminue lentement même à faible capacité résiduelle, pour une utilisation encore plus efficace des piles sèches ou rechargeables. Un grossissement jusqu'à 10x avec une optique de mise au point.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEIND-001.78.107
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>Champ de vision</b>	14 mm
<b>sku</b>	1106624
<b>Agrandissement</b>	10 x
<b>Catégorie dermatoscopes</b>	Dermoscopes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de lumière</b>	Lumière non polarisée
<b>Utilisateurs dermatoscopes</b>	Médecins généralistes