

1106624 - HEINE dermatoscope + handvat mini 3000 - 2,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Dermatoscope de poche moderne avec lampe halogène. Avec XHL qui donne une reproduction authentique des couleurs et un éclairage uniformément réparti grâce à une lumière halogène xénon brillante concentrée. Possède une fonction de fondu qui signifie que la luminosité diminue lentement même à faible capacité résiduelle, pour une utilisation encore plus efficace des piles sèches ou rechargeables. Un grossissement jusqu'à 10x avec une optique de mise au point.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEIND-001.78.107
Champ de vision	14 mm
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1106624
Agrandissement	10 x
Catégorie dermatoscopes	Dermatoscopes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de lumière	Lumière non polarisée
Utilisateurs dermatoscopes	Médecins généralistes