

## 1550900 - Coussin Home compact Relax - L 120 cm - 1 pc



### Déscription

Il s'agit d'un modèle réduit du coussin Standard Home. Un coussin multifonctionnel en raison de sa taille spéciale. Grâce à sa forme compacte, vous pouvez l'utiliser n'importe où pour le positionnement de chaque partie du corps.

Ce coussin est idéal pour poser sur les genoux et un livre ou un magazine. Pendant la lecture, il fournit un soutien et un soulagement pour les muscles des bras et du cou et les douleurs au cou disparaissent. Ce coussin est également utilisé comme coussin d'allaitement pour la mère et le bébé et peut facilement être emporté.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 120 cm
<b>Composition</b>	Housse: 100% coton, remplissage: microbilles de polystyrène 20 kg/m <sup>3</sup>
<b>sku</b>	1550900
<b>Couleur housse</b>	Blanc
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce