


1559996 - LY-3600 Yankauer - 1 x 50 pcs



Déscription

Ces Link Yankauers sont des unités d'extraction droites et transparentes à utiliser avec un tuyau d'extraction. Pour l'aspiration générale et fine et l'aspiration de grands volumes. Double emballage stérile dans des paquets pelables individuels.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 24 cm
Stérile	Oui
sku	1559996
Diamètre sonde	Ch 18
Modèle	LY-3600
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte