

1541487 - Set pièce de rechange 3M™ Littmann® Master Classic - noir - 1 set



Déscription

Chaque article est soigneusement fabriqué pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope 3M™ Littmann®. Le kit de pièces de rechange des Stéthoscopes 3M™ Littmann® Master Classic II™ contient une bague noire et une membrane double fréquence. Le kit contient également une paire d'embouts auriculaires souples noirs.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1541487
Couleur	Noir
Type d'emballage	Set