

1501635 - Leukoplast® - 5,2 cm x 9,2 m - 1 x 6 pcs



Déscription

Le plâtre adhésif a une forte adhérence, il est respirant, hydrofuge et facile à utiliser. Convient pour fixer les pansements, les aiguilles et les sondes.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Linnen
sku	1501635
Couleur	Crème
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5,2 cm x 9,2 m
Type d'emballage	Boîte