

## 1601704 - Keiser Air250 Seated Chest Press



### Déscription

Le Keiser Air250 Chest Press est conçu pour se rapprocher du mouvement d'un exercice de développé-couché standard, mais dans une position assise sûre. La résistance peut être modifiée tout au long de l'exercice, en appuyant simplement sur le bouton situé à l'extrémité des poignées. (Keiser dynamic variable resistance) variable dynamique Keiser). Le siège est réglable en hauteur, les personnes de petite taille comme les personnes de grande taille peuvent s'entraîner sur cet appareil.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

### Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 200.7 cm
<b>SKU leverancier</b>	001321BP
<b>Résistance</b>	0-122 kg
<b>sku</b>	1601704
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Type d'emballage</b>	Pièce