

1549166 - Kocher Pean droite -posable - metal - stéril - 14 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

Cette pince vasculaire nommée Pean est une pince artérielle droite et sans dents, utilisée pour brièvement clamper ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Fabriquées en acier inoxydable, ces pinces médicales sont stérilisables.

Spécifications

Marque	Sterisets
Dimensions du produit	L 14 cm
Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type de pince	Pean