

1549166 - Kocher Pean droite - disponible - metal - stéril - 14 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

Cette pince vasculaire nommée Pean est une pince artérielle droite et sans dents, utilisée pour brièvement clamper ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Fabriquées en acier inoxydable, ces pinces médicales sont stérilisables.

Spécifications

Composition	Acier inoxydable
Stérile	Oui
sku	1549166
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	14 cm
Type d'emballage	Boîte
Type de pince	Pean