


## 1544041 - Sangle abdominale et pelvienne sécurisée pour chaise - L - 85-135 cm - 1 pc



### Déscription

La ceinture pelvienne intégrée évite au patient de glisser vers le bas et assure de ce fait une sécurité supplémentaire : Evite de se coincer dans la sangle et de s'asphyxier en tentant de s'en dégager. Elle peut s'utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300. Option nécessaire: 2 serrures+ 1 clé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFC57140
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1544041
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation abdominale
<b>Usage de la fixation</b>	En chaise roulante