

1622087 - Technicare - Infuuts tricycle pour le perfusion - 1 pc



Déscription

L'**Infuuts** de **Technicare** est un tricycle stable qui peut être facilement attaché au support de perfusion Mobilyzer fixe ([1620406](#)) ou réglable ([1620407](#)).

Grâce à son design ingénieux, les enfants peuvent se déplacer librement sans que les parents ou les soignants aient à pousser la potence de perfusion. Les lignes de perfusion sont sécurisées sur un crochet, évitant ainsi qu'elles ne traînent au sol ou ne s'emmêlent. Cela réduit les risques d'accidents liés aux câbles coincés ou cassés.

L'Infuuts offre non seulement une liberté de mouvement, mais contribue également au bien-être mental des enfants. Ils peuvent se sentir à nouveau comme de vrais enfants en parcourant les couloirs de l'hôpital, même pendant leur traitement. Ainsi, leur séjour à l'hôpital devient un peu plus léger et serein.

Spécifications

Marque	TechniCare
sku	1622087
	Non
Poids maximal de l'adulte	30 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce