


1544084 - Renol sangle multifonctionnelle - 200 cm - 1 pc



Déscription

Utilisez cette ceinture multifonction avec le harnais RFY21000 -21500 pour éviter au patient de se redresser et avec les sangles poignets RFW16100 ou les sangles chevilles RFA17100 pour fournir une mobilité sécurisée. Option nécessaire: 2 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFM23000
Options nécessaires	2 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	<p>Tissu de la housse de ceinture: tissu bleu 100% Polyester (Terylène). Tissu daim tissé 105 x 150 D (chaîne). Tissu intérieur: 3 couches de tissu blanc 100% Polyester.</p> <p>Sangles noires de 4,8 cm de large: 100% Nylon; 56 anneaux : acier inoxydable 304 US ; étiquette avec information 100% Nylon.</p>
sku	1544084
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Au lit/brancard