

## 1552677 - Manumed Traction - 4-parties - modèle 916 hydraulique



### Déscription

La table Manumed Traction répond aux applications thérapeutiques de traction cervicale et lombaire. Le plateau coulissant empêche le frottement des hanches et des jambes durant la séance, évitant ainsi toute perte de la force de traction. La Manumed Traction est disponible en 2 modèles: avec hauteur fixe ou réglable. La table de traction à hauteur variable peut aussi être facilement utilisée comme table de traitement car la partie mobile coulissante peut être bloquée.

### Avantages

- Plateau coulissant (blocage possible)
- Supports pour l'appareil de traction (Eltrac 471)
- Rails de fixation pour sangles de maintien
- Pour utilisation comme table de traction ou de traitement classique
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec partie tête séparée (option)
- Cette version (type 916) est réglable hydraulique.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>Dimensions du produit</b>	L 67 cm, L 203 cm
<b>Hauteur</b>	45 - 95 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	200 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	18 s
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Commande phérférique
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Fente nasale triangulaire</b>	Fente nasale allongée
<b>Nombre de parties</b>	4-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Hydraulique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce