




**ARSEUS MEDICAL**  
Part of Arseus Medical Group

## 1103249 - Insyte™-W - IV cathéter avec ailles - 22G x 25 mm - blauw - 1 x 50 pcs



### Déscription

**BD Insyte™-W** - Cathéter stérile avec ailles pour perfusion intraveineuse, s'insère confortablement dans la peau. Le matériau BD Vialon™ rend l'insertion fiable et facile.

## Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1103249
Débit	35 milliliter per minute
Diamètre externe cathéter	0.9 mm
Couleur	Bleu
Dimensions	22G x 25 mm
Dimensions en mm	1 x 25 mm
Etat des documents	Expiré
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte