

**1103249 - Insyte™-W - IV cathéter avec ailles - 22G x 25 mm - blauw
- 1 x 50 pcs**



Déscription

BD Insyte™-W - Cathéter stérile avec ailles pour perfusion intraveineuse, s'insère confortablement dans la peau. Le matériau **BD Vialon™** rend l'insertion fiable et facile.

Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1103249
Débit	35 milliliter per minute
Diamètre externe cathéter	0.9 mm
Couleur	Bleu
Dimensions	22G x 25 mm
Dimensions en mm	1 x 25 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte