

1573549 - Aérosol Air Pro 3000 Plus - 1 pc



Déscription

Nébuliseur à usage professionnel avec un compresseur durable et puissant pour une utilisation intensive dans les hôpitaux. L'aerosol Air Pro 3000 Plus dispose d'un débit réglable pour optimiser les paramètres de traitement.

1. Très calme
2. Filtre à air professionnel
3. Rapide et efficace RF7 Dual Speed Plus
4. Nébuliseur avec système de valve
5. Masque au toucher doux pour adultes et enfants
6. Tuyau de nébulisation 2 m
7. Peut être utilisé avec le rinçage nasal Rhino Clear (non-inclus)

Spécifications

Marque	flaem_nuova
Normes	EN 10993-1, EN 60601-1
MMAD max	2.38 µm
MMAD min	2.21 µm
Volume de remplissage maximal	8 ml
Compressor luchtuitvoer	0.29 milliliter per minute
Débit max.	0.65 milliliter per minute
Débit min.	0.29 milliliter per minute
sku	1573549
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Utilisation aérosol	Intensive
Zone de traitement	Les voies respiratoires inférieures