

## 1518949 - Crochet DIU - acier - 26 cm - non-stéril - 1 pc



### Déscription

Crochet IUD en acier inoxydable, un dispositif médical de hanche pour le retrait du stérilet. A stériliser dans un autoclave à la vapeur à 134° C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1518949
<b>Qualité instruments</b>	Réutilisable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce