

1550351 - Zaky Hug - bleu ciel - 1 pc



Déscription

Les bébés aiment être cajolés et choyés et les parents veulent être proches de leur nouveau-né. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible.

Le Zaky HUG est un excellent outil pour simuler la proximité des parents et contribuer à un comportement calme pendant le sommeil et à une position allongée correcte.

Le Zaky HUG convient aux bébés à presque tous les stades de croissance ou de développement et dans presque tous les états pathologiques.

A l'hôpital, le Zaky HUG est un substitut universel pour de nombreuses litières, aides au positionnement, aides kangourou, etc. existantes.

Les HUG de Zaky ont prouvé leurs qualités dans plus de 300 hôpitaux depuis plus de 10 ans.

Spécifications

Marque	Zaky
SKU leverancier	HUG-P-BL
sku	1550351
Couleur	Bleu Ciel
Type d'emballage	Pièce
Type de matériel de soutien néonatal	Gant