

1544801 - Sangle de toilette avec tête - avec clips - L - 1 pc



Déscription

La toile de toilette Silvalea avec appuie-tête réglable intégré et clips universels est facile à attacher à la toile rembourrée. Avec un support de hanche intégré avec fermeture à pression, un bon accès à des fins hygiéniques, assure une sécurité optimale pendant les transferts et réduit les risques. Le sling est lavable en machine jusqu'à 85° et à basse température jusqu'à 50°.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Silvalea |
| Composition | 100% polyester |
| Appui-tête | Oui |
| sku | 1544801 |
| Fixation sangles | Clips |
| Poids maximal de l'adulte | 220 kg |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | L |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de sangles | Sangle de toilette |