

1606377 - Poire d'irrigation et d'aspiration 5-100 ml - stérile - 30 pcs



Déscription

La seringue à poire pour l'irrigation et l'aspiration, en éthylène-acétate de vinyle (EVA), possède une échelle de 5 à 100 ml pour déterminer la quantité à injecter et/ou l'urine à aspirer.

Elle est munie d'une échelle de 5 à 100 ml pour déterminer la quantité de solution à injecter et/ou d'urine à aspirer. Il est muni d'un bouchon de protection en polyéthylène

Cet accessoire est destiné à être connecté à l'extrémité proximale des sondes vésicales de taille 10 à 24 fr.

Il n'est pas destiné à rester en place. Il est retiré immédiatement après l'intervention pour laquelle il a été utilisé.

Ce produit peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Spécifications

Marque	Vygon
sku	1606377
Stérile	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte