

## 1606377 - Poire d'irrigation et d'aspiration 5-100 ml - stérile - 30 pcs



### Déscription

La seringue à poire pour l'irrigation et l'aspiration, en éthylène-acétate de vinyle (EVA), possède une échelle de 5 à 100 ml pour déterminer la quantité à injecter et/ou l'urine à aspirer.

Elle est munie d'une échelle de 5 à 100 ml pour déterminer la quantité de solution à injecter et/ou d'urine à aspirer. Il est muni d'un bouchon de protection en polyéthylène

Cet accessoire est destiné à être connecté à l'extrémité proximale des sondes vésicales de taille 10 à 24 fr.

Il n'est pas destiné à rester en place. Il est retiré immédiatement après l'intervention pour laquelle il a été utilisé.

Ce produit peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

## Spécifications

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Marque</b>                    | vygon                       |
| <b>sku</b>                       | 1606377                     |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                         |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                       |