

1576509 - 3M™ Red Dot™ Electrode base mousse gel adhésif - 20 x 50 pcs



Déscription

Electrode indiquée pour une brève surveillance cardiaque.

- Le support en mousse adhésive et le gel collant breveté assurent un excellent contact avec la peau.
- Support en mousse résistant aux fluides.
- Port de 3 jours, performance de 30 jours en sortie de boîte.
- Fournit une alternative économique à vos besoins de surveillance à court terme.

Spécifications

Marque	Solventum
Composition	Mousse
sku	1576509
Couleur	Beige
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Carton