


1559951 - Couvertres 169-269 pour cassettes à médicaments 161-261 - 1 x 25 pcs



Déscription

La fabrication des couvercles coulissants est un secret bien gardé. Les couvercles ferment le MediDispenser si fermement qu'aucune humidité ne peut y pénétrer. Ce couvercle coulissant s'adapte aux distributeurs journaliers de taille grand art. 161/169 et art. 261/269.

Spécifications

Marque	Wiegand
Dimensions du produit	L 7.8 cm, L 35 cm
A utiliser avec:	Cassette 161, 261
Sans latex	Oui
Composition	PET: Le polyéthylène téréphtalate est un plastique polyester (adapté à l'alimentation). Le PET est résistant aux UV-B, UV-C-FUV, UV-C-VUF, EUV et XUV
sku	1559951
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Paquet