

## 1552239 - EN-Car U - type III (modèle 2013)



### Déscription

Grâce à l'EN-Car U, vous êtes parfaitement mobile et disposez toujours de tous vos appareils à portée de main.

#### Caractéristiques

- 2 tablettes pouvant être facilement placées à la hauteur souhaitée
- 1 des deux étagères contient un tiroir à fermeture automatique
- 2 roulettes avec freins
- Support idéal pour le laser, les ultrasons, le biofeedback et l'électrothérapie

### Spécifications

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Marque</b>           | Enraf-Nonius |
| <b>sku</b>              | 1552239      |
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce        |