

1552239 - EN-Car U - type III (modèle 2013)



Déscription

Grâce à l'EN-Car U, vous êtes parfaitement mobile et disposez toujours de tous vos appareils à portée de main.

Caractéristiques

- 2 tablettes pouvant être facilement placées à la hauteur souhaitée
- 1 des deux étagères contient un tiroir à fermeture automatique
- 2 roulettes avec freins
- Support idéal pour le laser, les ultrasons, le biofeedback et l'électrothérapie

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552239
Type d'emballage	Pièce