

1533036 - Surflo™ S-Plus - I.V. cathéter - 22G x 25 mm - bleu- 1 x 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Surflo™ S-Plus se compose de 3 parties et est composée en des matériaux de haute qualité.

Le cathéter est opaque et possède un bouchon Luer-Lock. La conception ergonomique assure le confort et la facilité d'insertion du cathéter dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM2225SX(NIEUWSR+DM2225SD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: FEP + Ba SO4 • Embase de cathéter: polypropylène + master batch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: copolymère styrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: butane styrène copolymère • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	42 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.65 mm
Diamètre externe cathéter	0.9 mm
sku	1533036
Mécanisme de sécurité	Non
Aiguille de sécurité	Non
Couleur	Bleu
Dimensions	22G x 25 mm
Dimensions en mm	0,9 x 25 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte