

## 1607318 - QualiBelly Advanced - bandage de soutien abdominal postopératoire – hauteur 40 cm – XXL



### Déscription

#### Une convalescence plus confortable après une opération abdominale

QualiBelly Advanced est une ceinture abdominale postopératoire qui soutient en douceur votre abdomen et la zone de la plaie après une chirurgie abdominale. Les trois sangles réglables séparément vous aident à bouger plus confortablement, à vous tenir plus droit, à tousser et à vous asseoir pendant votre convalescence.

#### Pourquoi le choisir ?

Soutien doux des muscles abdominaux et de la zone de la plaie. Compression réglable individuellement. Soins simples de la plaie sans supprimer tout le soutien. Convient en cas de drains, de stomies ou d'autres dispositifs médicaux. Disponible en hauteurs de 27 cm et 40 cm.

Caractéristiques techniques :

- **Design tri-bande** : 3 bandes élastiques superposées avec fermetures velcro indépendantes
- **Méthode de couture exclusive** : Permet des ouvertures entre les bandes pour **les drains, stomies ou appareils**
- **Bandes ouvrables individuellement** : Permet l'inspection de la plaie sans perdre tout le soutien

Le **QualiBelly Advanced** est une **ceinture de compression pour chirurgie abdominale** unique et brevetée, conçue pour offrir un confort, une protection et une fonctionnalité inégalés tant aux patients qu'aux professionnels de santé.

Cette **ceinture abdominale tri-bande** innovante favorise une récupération fluide, aide les patients à se lever plus tôt et leur permet de marcher droit sans exercer de tension sur la plaie.

Une bonne stabilisation de la paroi abdominale est cruciale après une opération pour prévenir des complications telles que la déhiscence de la plaie, l'infection et la hernie. En même temps, il est nécessaire de tousser pour éviter l'accumulation de mucus et l'atélectasie après une anesthésie, ce qui provoque cependant un pic de pression intra-abdominale et donc douleur et tensions sur l'incision.

**QualiBelly Advanced** offre le soutien nécessaire durant cette phase critique de récupération – plus fort que ce que le patient peut faire avec ses mains – et augmente le confort, la sécurité et la mobilité.

## **10 raisons de choisir QualiBelly Advanced :**

### **1. Réduit le risque d'infection**

Plus besoin de découper des ouvertures dans le tissu – les appareils et drains sont efficacement enveloppés.

### **2. Gain de temps pour le personnel soignant**

Plus besoin de ciseaux ou lames pour couper le matériau – évite le gaspillage et économise du temps.

### **3. Moins de douleur lors des soins de la plaie**

Une ou deux bandes peuvent être ouvertes tandis que le reste de l'abdomen reste soutenu.

### **4. Peut être refermé par un seul soignant**

Même avec des patients obèses – pas besoin de personnel supplémentaire.

### **5. Compression ajustable individuellement**

Haut, milieu et bas de l'abdomen réglables séparément pour un confort maximal.

### **6. Transformable en système à deux bandes**

La bande supérieure peut être repliée vers le bas en position assise ou au repos – confort dorsal supplémentaire.

### **7. Support universel optionnel pour drains ou lignes**

Plus besoin de ruban adhésif ou épingles de sûreté – favorise la mobilité.

### **8. Fermeture interne renforcée avec compression externe**

Réduit le gonflement, le risque de hernie et favorise la cicatrisation.

### **9. Amélioration de la posture et de la respiration**

Soutient une posture correcte et prévient les complications pulmonaires post-opératoires.

### **10. Rentable et efficace pour les hôpitaux**

Moins d'infections, moins de complications et durée d'hospitalisation réduite – retour sur investissement mesurable.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Qualiteam
<b>SKU leverancier</b>	QLY40-XXL
<b>sku</b>	1607318
<b>Circonférence</b>	145 - 165 cm
<b>Hauteur de bandage de soutien</b>	40 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce