

## 1012242 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-poudré - non-stérils - blanc - XL - 1 x 180 pcs



## **Déscription**

Texa® soft Nitrile est un gant d'examen nitrile avec un rapport qualité-prix excellent. Pour des prestations médicaux nonstériles. La solution parfaite pour des personnes souffrantes d'allergie au latex. Non-poudré. Disponible en couleur bleu clair ou blanc en tailles S, M, L et XL.



## **Spécifications**

Marque	Texa
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Nitrile doux
Normes	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
Conforme à la norme HACCP	Non
sku	1012242
Couleur	Blanc
Force jusqu'au point de rupture après vieillissement	6N
Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement	6N
Largeur doigt	0,10 mm
Méthode de sterilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	XL
Type d'emballage	Boîte
épaisseur de la paume	0,08 mm