

## 1550327 - Drape de transfert - avec attache de crochet - ouvert côté long - vert - 120 x 75 cm - 1 pc



### Déscription

Les **draps-tunnels Fico** ont été conçus pour faciliter considérablement les déplacements quotidiens et les repositionnements au lit. Grâce à leur **coefficient de friction faible double face**, les soignants peuvent **tourner, déplacer ou repositionner** les patients aisément avec un effort physique minimal et un contrôle maximal.

#### Avantages en un coup d'œil :

- **Matériau ultra-lisse à l'intérieur et à l'extérieur** réduisant la friction et la charge physique.
- **Double couche en forme de tunnel** assurant un glissement fluide et une répartition optimale du poids.
- **Confortable pour le patient**, avec moins de pression et un risque réduit de lésions cutanées.
- **Outil ergonomique** qui diminue le risque de douleurs dorsales chez le personnel soignant.
- **Nylon léger, résistant et lavable**, idéal pour un usage professionnel intensif.
- **Lanière de suspension pratique** pour un séchage rapide et un rangement efficace.

#### Applications :

- Rotation des patients au lit (par exemple lors des soins ou du positionnement)
- **Repositionnement pour la prévention des escarres**
- Transferts latéraux vers un autre lit, brancard ou chaise de douche
- Déplacements sans douleur inutile ni irritation cutanée

#### Pour qui ?

- Hôpitaux et maisons de repos
- Organismes de soins à domicile et cliniques de rééducation
- Kinésithérapeutes et ergothérapeutes
- Professionnels des soins qui privilégient l'ergonomie et le confort

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Composition</b>	Nylon 70 deniers, revêtement silicone PU, 68g/m <sup>2</sup>
<b>sku</b>	1550327
<b>Côté d'ouverture</b>	Fermé sur le côté long
<b>Taille</b>	120 x 75 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce