

1000928 - Pro-ophta® - compresses oculaires - 5,3 x 6,6 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

La compresse oculaire ovale Pro-ophta à haute épaisseur, dotée de couches de gaze des deux côtés, est utilisée pour les soins oculaires postopératoires ou en cas de lésions de la surface oculaire.

Cette compresse oculaire est ouverte sur les côtés et offre une grande capacité d'absorption. Son cœur est composé de ouate de qualité ophtalmique et ses couches extérieures sont constituées de gaze 100 % coton de 28 fils.

Elle peut également servir à l'application de produits pharmaceutiques sur les yeux.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Intérieur : ouate Extérieur : recouvert de gaze de coton des deux côtés, 100 % coton, forme ovale perforée
sku	1000928
Quantité par emballage	1 x 50 pcs
Taille	5,3 x 6,6 cm
Type d'emballage	Boîte