

1000928 - Pro-ophta® compresses oculaires - 5,5 x 7,5 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

Les compresses Lohmann & Rauscher Pro-Optha® sont des compresses pour les yeux utilisées en chirurgie ophtalmique et dans d'autres procédures médicales. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau doux et absorbant qui aide à nettoyer et protéger l'œil pendant et après la chirurgie. Ces compresses sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à différentes formes d'œil et sont emballées dans des sachets individuels faciles à ouvrir pour maintenir leur stérilité.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Stérile	Non
sku	1000928
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5,5 x 7,5 cm
Type d'emballage	Boîte