

1552952 - Hot/Coldpacks 30 x 39 cm - 1 x 2 pcs



Déscription

La compresse en matière synthétique, remplie de gel, convient aussi bien aux applications chaudes qu'aux applications froides. Ce packing réutilisable hot/cold conserve très bien sa température et est idéal pour un usage thérapeutique, sportif ou à domicile, notamment comme aide contre les entorses, déchirures musculaires et contusions.

- Froid: la compresse peut être refroidie au réfrigérateur ou au congélateur.
- Chaud: la compresse peut être chauffée dans un packheater, dans l'eau chaude (non bouillante) ou au micro-ondes

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552952
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	30 x 39 cm
Type d'emballage	Pièce