

## 1552952 - Hot/Coldpacks 30 x 39 cm - 1 x 2 pcs



### Déscription

La compresse en matière synthétique, remplie de gel, convient aussi bien aux applications chaudes qu'aux applications froides. Ce packing réutilisable hot/cold conserve très bien sa température et est idéal pour un usage thérapeutique, sportif ou à domicile, notamment comme aide contre les entorses, déchirures musculaires et contusions.

- Froid: la compresse peut être refroidie au réfrigérateur ou au congélateur.
- Chaud: la compresse peut être chauffée dans un packheater, dans l'eau chaude (non bouillante) ou au micro-ondes

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552952
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	30 x 39 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce