

## 1533579 - WelchAllyn MacroView tête otoscope avec éclairage de gorge - LED - 1 pc



## **Déscription**

Le embout otoscopique LED MacroView offre des avantages considérables pour un diagnostic précis et efficace. Tout d'abord, il offre un champ de vision deux fois plus large que les otoscopes traditionnels, ce qui permet une vue beaucoup plus étendue. De plus, il propose un agrandissement de 30 % plus grand, permettant d'obtenir des informations plus détaillées pour un diagnostic plus précis. Il permet une vue presque complète du tympan, ce qui facilite une évaluation approfondie. La clarté et la netteté améliorées rendent les repères plus faciles à identifier, tandis que le système d'éclairage optimisé assure une lumière claire et uniforme, ce qui améliore les résultats diagnostiques. En outre, cet embout bénéficie d'une durée d'éclairage trois fois plus longue grâce à la technologie LED efficace, et son utilisation avec des poignées rechargeables permet une utilisation prolongée. Enfin, l'éclairage LED durable a une durée de vie jusqu'à 30 fois plus longue que celle des lampes halogènes traditionnelles, ce qui contribue à la fiabilité et à la durabilité du produit.

## **Spécifications**

Marque	WelchAllyn
sku	1533579
Type d'emballage	Pièce