

## 1611022 - Tête Tunturi pour pistolet de massage - 1 pc



### Déscription

La tête Hot-Cold pour le pistolet de massage Tunturi est idéale pour appliquer une thérapie par la chaleur et le froid. Utilisez cette tête pour remplacer un gel chauffant sur des muscles raides ou pour placer un sac de glace sur un gonflement. Les différences de température peuvent soulager la douleur. Cet accessoire est compatible avec les pistolets de massage de Tunturi et d'autres marques, telles que Northgun, Rockerz Fitness, Sanbo et MusclePro.

La thérapie par la chaleur active les muscles, accélère la récupération et soulage la douleur. La thérapie par le froid réduit les gonflements, les blessures et les inflammations. Les deux boutons situés sur la tête - rouge pour la chaleur et bleu pour le froid - vous permettent de sélectionner la thérapie souhaitée. La tête dispose de deux réglages de température : 40°C ou 45°C pour la chaleur, et 20°C ou 15°C pour le froid, indiqués par un voyant LED.

L'accessoire est rechargeable via USB-C et offre des durées d'utilisation de 2,5 heures pour le chauffage au niveau 1 et d'une heure pour le refroidissement au niveau 1. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes par mesure de sécurité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tunturi
<b>Dimensions du produit</b>	L 4.5 cm, H 9.1 cm, L 4.5 cm
<b>sku</b>	1611022
<b>Normes</b>	EN-957
<b>Alimentation</b>	Batteries rechargeables
<b>Type d'emballage</b>	Pièce