


1012628 - PROLENE™ fil de suture 5/0 - 15 mm - 45 cm - 8635H - 1 pc



Déscription

La suture PROLENE™ (teintée ou non) est une suture chirurgicale stérile non absorbable composée d'un stéroisomère cristallin isotactique de polypropylène, une polyoléfine linéaire synthétique. La suture colorée est pigmentée en bleu pour améliorer la visibilité.

Avantages

- Monofilament
- Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHI8635H
Composition	Polypropylène
sku	1012628
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	45 cm
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	15 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce