

1601724 - Keiser Air300 Runner



Déscription

Le Air300 Runner est un produit unique et innovant développé spécifiquement pour le marché des sports de performance. Il permet aux athlètes d'entraîner le bas du corps en utilisant les composantes de la vitesse et de la résistance. L'Air300 Runner est spécialement conçu pour les équipes sportives et les athlètes afin d'améliorer leur accélération et leur puissance explosive. Cet appareil améliorera la puissance et la performance de chaque individu.

- Gamme de résistance accrue pour des entraînements fonctionnels plus intenses
- Grand écran qui montre la résistance, les séries et les répétitions
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 144.8 cm
SKU leverancier	003232BP
Résistance	5-157 kg
sku	1601724
Type d'emballage	Pièce