

## 1601712 - Keiser Air250 Abdominal



### Déscription

Le Keiser Air250 Abominal offre un exercice essentiel et populaire. Peu d'appareils peuvent rivaliser avec le mouvement et l'efficacité du Keiser Air250 Abdominal. Le secret de Keiser est de créer un exercice abdominal sans solliciter les muscles des hanches. Le siège réglable en hauteur et les coussins thoraciques confortables garantissent une position correcte.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

### Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 119.4 cm
<b>SKU leverancier</b>	002721BP
<b>Résistance</b>	0-125 kg
<b>sku</b>	1601712
<b>Type d'emballage</b>	Pièce