

## 1607311 - QualiBelly – support lombaire & abdominal – L



### Déscription

La **QualiBelly** est une ceinture abdominale élastique exceptionnellement **légère mais solide**, conçue pour soutenir la plaie et les muscles abdominaux après une opération. Elle aide à **soulager la douleur** et réduit le risque de **hernie ou de déhiscence de la plaie** (ouverture de la plaie).

**Idéal pour :**

- **Usage post-opératoire** après une chirurgie abdominale ou une césarienne
- **Après l'accouchement** – soutien de la peau abdominale relâchée
- **Après une perte de poids** – aide à remodeler la nouvelle silhouette
- **Soutien lombaire** – soulage les douleurs dorsales et favorise une posture correcte

La **coupe ajustable** assure un confort optimal et un soutien adapté au corps.

**QualiBelly** combine efficacité médicale et confort quotidien – idéal pour la récupération, le soutien et la correction de la forme.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Qualiteam
<b>sku</b>	1607311
<b>Circonférence</b>	105 - 125 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce