

## 1624635 - HEINE visionPRO Mac 2 - Usage Unique - Lame de laryngoscope - 10 pcs



## **Déscription**

Les lames jetables HEINE visionPRO Macintosh sont les premières lames de laryngoscope jetables au monde fabriquées à partir de matériaux recyclés. Pour leur production, des composants issus de réfrigérateurs hors d'usage sont soigneusement recyclés. Ce procédé innovant permet d'économiser environ 200 tonnes d'émissions de CO? par an – une étape importante vers une technologie médicale durable.

De plus, les lames sont équipées du système unique **HEINE FixLock**, qui garantit une **fixation stable et sécurisée** lors des procédures d'intubation. Ce design ingénieux est désormais protégé par plusieurs droits de propriété industrielle nationaux et internationaux.

## Caractéristiques principales

- Première mondiale : premières lames de laryngoscope fabriquées à partir de matériaux recyclés
- Écologique : économise environ 200 tonnes de CO? par an
- Système HEINE FixLock : fixation stable et sécurisée de la lame
- Design jetable : évite la contamination croisée et augmente la sécurité du patient
- Design intelligent : récompensé par plusieurs droits de propriété industrielle
- Compatible avec les systèmes HEINE visionPRO



## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-000.22.242
	Non
sku	1624635
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	2
Type d'emballage	Boîte
Type de lame	Mac