

1104620 - Tensoplus® - bande cohésive - 10 cm x 6,6 m - 1 pc



Déscription

Bandage de soutien ferme et cohésif en coton et viscose avec un adhésif cohésif. Le windel offre un soutien en cas de blessures aiguës, aide à prévenir l'œdème, aide en cas de foulures et d'entorses. Mais aussi en phlébologie, thrombophlébite et post-sclérose.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Coton, viscose et des fils élastiques enduits d'une émulsion cohésive
Auto-adhésif	Oui
sku	1104620
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 6,6 m
Type d'emballage	Pièce