

1543929 - Renol coussin de positionnement long - 26 x 35 cm x 280 cm - 1 pc



Déscription

Le Long Positioner épouse la forme du corps et offre un soutien idéal en empêchant le patient de rouler sur le côté, qu'il soit allongé sur le dos ou sur le côté. Placé entre les jambes, il évite les frottements et les irritations.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 35 cm, L 280 cm
SKU leverancier	RCM12200
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Coton
sku	1543929
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce