

1560692 - Linido châssis suspendu pour assise douche - inox/anthracite - 1 pc



Déscription

Un siège de douche ergonomique avec dossier de Linido, combiné à ce cadre, peut être accroché à un support mural Ergogrip. Il est ainsi très facile de placer et de retirer le siège de douche dans une douche. C'est très pratique pour l'utilisation partagée d'une salle de bains, pour les changements d'occupation ou pour les personnes dont l'état de santé évolue.

En installant un support mural Ergogrip comme support fixe dans la douche, la salle de bain est déjà structurellement préparée pour l'installation de ce siège de douche avec cadre. Le siège de douche est fixé au cadre à l'aide des points de fixation existants. Ce cadre peut ensuite être facilement fixé au support mural sans aucun outil. Des goupilles de verrouillage en plastique bloquent automatiquement le cadre sur le support mural, pour la sécurité de l'utilisateur.

Il existe deux versions du cadre :

- un modèle avec une hauteur d'assise fixe
- un modèle à hauteur d'assise variable, avec une plage de réglage de 100 mm

Le réglage peut être souhaitable en cas de changement ou d'utilisateurs multiples, ou en raison de la hauteur de placement du support mural.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2216.0014-11
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Non
Composition	Inox époxyé
sku	1560692
Catégorie assise de douche	Accessoires assise de douche
Couleur	Inox/anthracite
Poids max. de l'utilisateur	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce