

## 1554402 - CARE Telis - ergomètre



### Déscription

Grâce à sa structure en acier, l'ergomètre offre une grande stabilité et une longue durée de vie. La courroie poly-V assure une transmission constante dans un système de tension permanente. L'ergomètre possède un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, une masse d'inertie de 12 Kg et 24 programmes d'entraînements.

L'ergomètre Telis est livré non monté.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Care Fitness
<b>sku</b>	1554402
<b>Type d'emballage</b>	Pièce