

## 1600152 - BD Saf-T-Intima™ Recht met P.R.N 24G x 3/4" - 25 pcs



### Déscription

BD Saf-T-Intima est utilisé pour les traitements par perfusion à long terme. Il est également utilisé pour l'administration sous-cutanée de la morphine, par exemple. Il peut également être utilisé pour l'hypodermoclyse. Le Saf-T-Intima est équipé d'un système de sécurité qui réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Composition</b>	Polyuréthane, sans DEPH et latex
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1600152
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Dimensions en mm</b>	0,7 x 18 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte